



REM DIAGNOSTICS
SPECIALISTS IN SLEEP

Instrucciones De Estudio Del Sueño En El Hogar

VER VIDEO: <https://youtu.be/awa4z2fFn7A>

Resumen de instrucciones

Por la noche:

Sobre su ropa de cama, coloque el cinturón alrededor del pecho, muy arriba y cómodamente apretado, pero no tan apretado para que no sea incómodo

Coloque la cánula en la nariz como instruido. Pegue la cánula en la cara en ambos lados de la nariz, lo suficientemente cerca de la nariz para que la cánula no se vaya a arrancar

Ponga la sonda oxímetro en el dedo puntero con el alambre en la punta del dedo. Pegue el cable cerca de la sonda de modo que la sonda no se vaya a soltar durante la noche

Mantenga presionado el botón de encendido en el centro del dispositivo durante tres segundos hasta que se encienda la luz. (Revisé que las luces junto de a los accesorios estén verdes. Si algunos de ellos son rojos y parpadean, los accesorios no están conectados correctamente). Usted ya está grabando.

Por la mañana:

Oprime y detenga el botón de encendido durante tres segundos. Revisé que la luz de examen finalizado esté encendido y verde. Si la luz de examen finalizado esta roja, contáctese con REM Diagnostics después de las 9 a.m.

*****Usted debe** registrar los datos por más de seis horas. Si usted no puede usar este dispositivo por más de seis horas, por favor contáctese con nuestra oficina por la mañana.